

SÊMEN HUMANO E SALIVA

APRESENTANDO SERATEC® PAM TEST DETEÇÃO DUPLA DE SÊMEN HUMANO E SALIVA

Nossa mais recente inovação, SERATEC® PAM TEST, é um teste rápido de fluxo lateral duplex projetado para a detecção simultânea do Antígeno Prostático Específico (PSA) e da alfa-amilase. Este teste avançado oferece uma solução abrangente para um melhor rastreamento de fluidos corporais forenses.

CONFIÁVEL, EFICAZ E FÁCIL DE USAR

SERATEC® PAM TEST combina as forças dos nossos testes de PSA e alfa-amilase em um único kit de fácil manuseio. Desde o laboratório até a cena do crime ou ambientes educacionais, SERATEC® PAM TEST oferece resultados rápidos e confiáveis, respaldados cientificamente e comprovados em aplicações do mundo real.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- + **Deteção simultânea:** SERATEC® PAM TEST detecta de forma eficiente tanto PSA (fluido seminal) quanto alfa-amilase (saliva) em um único ensaio.
- + **Alta sensibilidade:** Resultados positivos com concentrações tão baixas quanto 0,5 ng/mL de PSA e 50 mIU/mL de alfa-amilase.
- + **Especificidade humana:** Utilização anticorpos monoclonais altamente específicos, SERATEC® PAM TEST garante resultados confiáveis para ambos os marcadores e confirma a origem humana da amostra. Nenhuma reatividade cruzada conhecida com fluido seminal ou saliva de animais.
- + **Resultados rápidos:** Obtenção resultados qualitativos em apenas 10 minutos, facilitando a rápida contextualização das evidências forenses.

- + **Estabilidade:** O PSA e a alfa-amilase são marcadores estáveis, permitindo a detecção precisa em diversos tipos de amostras forenses, incluindo evidências envelhecidas e degradadas.
- + **Compatibilidade com técnicas de detecção de manchas:** SERATEC® PAM TEST é totalmente compatível com a detecção de fosfatase ácida e mapeamento de amilase.
- + **Compatibilidade com Análise de DNA:** O produto se integra facilmente com a extração subsequente de DNA e tipagem STR em diversos fluxos de trabalho forenses. O DNA pode ser extraído tanto da tira de teste quanto do tampão de diluição.
- + **Tampão de diluição universal:** Incluído no kit e pode ser armazenado em temperatura ambiente.
- + **Robustez e longa vida útil:** O ensaio é apresentado em um formato de cassete robusto, com uma longa vida útil de 24 meses.
- + **Aplicação Versátil:** SERATEC® PAM TEST pode ser utilizado em laboratórios, cenas de crime e para educação forense, com treinamento mínimo necessário.

PAM Test

SÊMEN HUMANO E SALIVA

Cat.No. PAM/40

UNIDADE

caixa, 40 cartões e 50 mL de tampão de diluição

📄 Embalagem personalizada disponível sob solicitação.

INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA SABER MAIS:

WWW.SERATEC.COM | contact@seratec.com | +49 (0) 551 504800